




Сравнение систем ОЕС



	OEC One basic	OEC One ASD	OEC One ASD Core
Общий вид			
Максимальная мощность генератора	2,5 кВт	2,5 кВт	2,5 кВт
Орбитальное перемещение	120 °	150 °	150 °
Вес штатива	310 кг	315 кг	315 кг
Тип приемника рентгеновского излучения	ЭОП	Плоскопанельный детектор	Плоскопанельный детектор
Размер поля обзора	Круг диаметром 23 см	Квадрокруг размером 21x21 см	Квадрокруг размером 21x21 см
Разрешение 27 дюймового монитора визуализации	1920x1080	3480x2160	3480x2160
Функция измерений	✓	✓	✗
Функция аннотаций	✓	✓	✓
Лазерный центратор	✓	✓	✓
Возможность апгрейда для расширения функционала	✓	ограничено	✗
DICOM базовый/полный (опционально)	✓	✓	✗